

CGM MEDISTAR Device Connect (Middleware)

Wichtige Informationen zum Update

team2work GmbH
Hildastrasse 16
76571 Gaggenau, Germany
Tel.: +49 7225 9181935
info@team2work.de
<https://www.team2work.de>

Die **Versionsnummer** der Anwendung kann über die **Titelleiste** der Anwendung „msga.exe“ oder über die Dateieigenschaften (Windows Explorer) ermittelt werden.



Bei der **Versionsnummer** werden wir hier im Dokument nur die ersten drei Stellen betrachten. Die Buildnummer (letzte Stelle) wird in den Release Notes und Upgrade Informationen nicht näher behandelt.

Wichtige Informationen zum Update von Version 1.0.0 auf 1.0.1

Mit der Version 1.0.1 wird ein neues **Revisionsupdate** veröffentlicht. Dieses Update beinhaltet die vollständige Überarbeiten aller Gerätekonfigurationen und erweitert die Middleware Anwendung um die **Ophthalmologische Formatierung** der Ausgabe.

Zu beachten ist hierbei, dass alle ***.ini und .xml Dateien** vollständig überarbeitet worden sind. D.h. die Konfigurationsdateien zu dem Gerät müssen immer mit ausgetauscht werden. Nach dem Austausch muss die Gerätekonfigurationsdatei (*.ini) geprüft und an Ihre Installation angepasst werden.